

# Procedura per la raccolta della placenta

Per il personale medico

---

Tutte le operazioni descritte sono da effettuare dopo il parto e in modo da non arrecare alcuna variazione alle metodiche pre e post parto.

1. Estrarre il contenitore con il tappo azzurro dalla scatola.
2. Svitare il tappo azzurro e assicurarsi che sia riempito per metà di soluzione fisiologica.
3. Inserire la placenta nel contenitore.  
Qualora non fosse possibile prelevare la placenta intera, tagliare un frammento di circa 10 cm di larghezza il più possibile vicino al cordone ombelicale.
4. Assicurarsi che la soluzione fisiologica ricopra completamente la placenta e richiudere ermeticamente il contenitore.
5. Compilare l'etichetta con il nome della partoriente, la data del parto e la firma e applicarla sulla parte bianca del contenitore.
6. Reinserire il contenitore con il tappo azzurro nella scatola, richiudere e consegnare alla mamma.

In caso di parti gemellari è necessario utilizzare un kit di raccolta per ogni placenta, ripetendo la stessa procedura e facendo particolare attenzione alla compilazione delle etichette, in modo che a ogni bambino sia attribuita la propria placenta.

*Si ringrazia il personale medico per la gentile collaborazione*